

#whdentalwerk



wh.com



Novinky & Nabídky

Září 2019
Srpen 2020

Záchovná stomatologie & protetika



„Násadce Synea Vision poskytují optimální osvětlení pracovního místa. Různé velikosti hlaviček turbín, ergonomický tvar násadců a perfektní chlazení umožňují ošetření pacientů v té nejvyšší kvalitě.“

Dr. Romana Srimpf
Rogaska Slatina/Slovenia



TK-98 L

Prstýnek s 5x LED+
5bodové chlazení
Standardní hlavička Ø 11,5 mm
24 W/360.000 ot./min
Připojení Rotoquick® W&H
Váha 54 g (TK-98L & RQ-24)

34.191^{CZK}

Ceníková cena 48.732 CZK

TK-94 L

LED+ světlo
5bodové chlazení
Mikrohlavička Ø 9 mm
14 W/410.000 ot./min
Připojení Rotoquick® W&H

30.410^{CZK}

Ceníková cena 40.395 CZK



Záruka
synea^{VISION}



WK-99 LT

1:5 kolénkový násadec
Kompaktní světlovod
5bodové chlazení
Hlavička Ø 9,5 mm

29.259^{CZK}

Ceníková cena 42.345 CZK



WK-56 LT

1:1 kolénkový násadec
Kompaktní světlovod
Jednobodové chlazení
Hlavička Ø 9,5 mm

22.684^{CZK}

Ceníková cena 28.754 CZK



HK-43 LT

1:1 přímý násadec
Kompaktní světlovod
Jednobodové chlazení
Vrtáčky Ø 2,35 mm

22.684^{CZK}

Ceníková cena 27.905 CZK

2

Záruka
syneq FUSION



WG-99 LT

1:5 kolénkový násadec
Kompaktní světlovod
4bodové chlazení
Hlavička Ø 9,5 mm

CZK
22.684

Ceníková cena
32.152 CZK



WG-66 LT

2:1 kolénkový násadec
Kompaktní světlovod
Jednobodové chlazení
Hlavička Ø 9,5 mm

CZK
20.547

Ceníková cena
26.363 CZK



WG-56 LT

1:1 kolénkový násadec
Kompaktní světlovod
Jednobodové chlazení
Hlavička Ø 9,5 mm

CZK
17.917

Ceníková cena
22.274 CZK



HG-43 A

1:1 přímý násadec
Nesvětelný
Jednobodové chlazení
Vrtáčky Ø 2,35 mm

CZK
12.657

Ceníková cena
16.170 CZK



TG-98 L & RQ-24

LED+ světlo 4bodové chlazení
Standardní hlavička Ø 11,5 mm
21 W/360.000 ot./min
Připojení Rotoquick® W&H
Váha 56 g (TG-98L & RQ-24)

CZK TG-98 L+RQ-24 **25.955** **CZK** TG-98 L **20.547**

Ceníková cena
33.536 CZK Ceníková cena
25.199 CZK

1 2

Záruka
alegra



WE-99 LED G

1:4,5 kolénkový násadec
LED+ s generátorem
3bodové chlazení
Hlavička Ø 10,1 mm

CZK
26.465

Ceníková cena
32.718 CZK



WE-56 LED G

1:1 kolénkový násadec
LED+ s generátorem
Jednobodové chlazení
Hlavička Ø 10,1 mm

CZK
20.547

Ceníková cena
24.035 CZK



WE-56

1:1 kolénkový násadec
Nesvětelný
Externí chlazení
Hlavička Ø 10,1 mm

CZK
7.068

Ceníková cena
7.708 CZK



TE-95 RM/BC

Nesvětelná
Jednobodové chlazení
Hlavička Ø 12,2 mm
16 W/330.000 ot./min
4děrový /
Borden 2děrový

CZK
7.726

Ceníková cena
12.584 CZK



TE-98 LQ & RQ-54

LED+ s generátorem 3bodové chlazení
Standardní hlavička Ø 12,2 mm
16 W/330.000 ot./min
Připojení Rotoquick® W&H
Váha 68 g (TE-98LQ & RQ-54)

CZK TE-98 LQ+RQ-54 **22.191** **CZK** TE-98 LQ **16.602**

Ceníková cena
27.119 CZK Ceníková cena
19.096 CZK

Nový W&H Piezo scaler proxeo^{ULTRA}



Bezpečné s kardiostimulátory

Ověřeno Technickou
Univerzitou v Grazu



„Dnes si už nedokážu představit endodontické ošetření bez použití piezo scaleru. PROXEO ULTRA je pro mě opravdové piezo. Násadec mi padne dobře do ruky a díky různým systémům uchycení hrotů mohu využít širokou škálu hrotů i od jiných výrobců.“

Dr. Ivan Martin

Sokolov, Czech Republic

Novinka!



2
Záruka




Nový Proxeo Ultra nabízí unikátní systém rychlého našroubování hrotu **Q-Link**. Nebo si můžete vybrat **další dva velmi rozšířené systémy uchycení hrotů**. Stačí si vybrat příslušný násadec. Klíče pro výměnu hrotů s integrovaným omezením krouticí síly zabraňují možnosti přetažení a desktrukce závitu.



Extrarychlé upínání Q-Link

Díky zkrácenému závitu je výměna hrotů opravdu velmi rychlá



Hroty

Vylepšený sortimet W&H hrotů nabízí řešení pro profylaxii, periodontologii, endodoncii, implantologii a také protetiku



Proxeo Ultra PB-520

Q-Link systém rychlého upínání
Bezpečný s kardiostimulátorem
Násadec s LED ověřením
Tenký a ohebný kabel
Plynulé nastavení výkonu
Široký sortiment hrotů
Velký zásobník na chladicí tekutinu (750 ml)

47.190CZK

Ceniková cena 59.774 CZK



Dle nezávislé studie provedené na technické Univerzitě v Grazu, **může být piezo scaler Proxeo Ultra bez jakýchkoli obav použit u pacientů s kardiostimulátorem.**

To přináší vyšší bezpečnost jak ošetřujícímu personálu, tak pacientům.



Nový W&H Vzduchový lešticí systém

proxeo^{AURA}



Perio násadec

Pro subgingivální čištění
hlubší než 3 mm



120° násadec

Subgingivální
čištění a subgingivální
s hloubkou menší než
3 mm

Novinka!

1

Záruka



Proxeo Aura Prophy-Set & Kit Synea

Pískovač
120° násadec
Prášek SOFT
Synea TG-98-L + RQ-24



Proxeo Aura Perio-Set

Pískovač
120° násadec
Perio násadec
40 perio špiček (subgingivální čištění)
Prášky SOFT & SENSITIVE



Proxeo Aura Prophy-Set

Pískovač
120° násadec
Prášek SOFT

50.560^{CZK}

Ceníková cena 63.549 CZK

37.437^{CZK}

29.990^{CZK}

Profylaxe & parodontologie



Latch Short System Všechny výhody v jednom

Dlouhý díř, který způsobuje velkou výšku hlavičky kolénka s rotačním nástrojem, byl u profylaktických kalíšků a kartáčků do klasické kleštiny vždy nepříjemnou komplikací. Přímě šroubované kalíšky tuto nevýhodu řešily, ale jejich výměna byla časově náročná.

W&H přináší patentované řešení zajišťující nízkou výšku, dobrý přehled a snadný přístup k zubům spolu se snadnou výměnou nástroje jako u kleštiny!

proxeo TWIST



„Ve srovnání s kolénkovým násadcem má bateriový elektromotor Proxeo Twist Cordless méně než poloviční váhu. Snižuje tak únavu zápestí při ošetření.“

Bernhard Eder

Product manager W&H, Bürmoos



pro Proxeo
Twist WP-66 W
144 kalíšků/
144 kartáčků měkké/tvrde

2.171^{CZK}

3.115^{CZK}



pro Proxeo
Twist Cordless
100 kalíšků
měkké/tvrde

2.391^{CZK}



**Proxeo Twist
WP-66 W**

Nesvětelný
4:1 kolénkový násadec
pro W&H kalíšky a kartáčky

10.350^{CZK}

Ceniková cena 12.521 CZK



**Proxeo Twist
Cordless**

Bateriový profylaktický přístroj
Velmi nízká váha
Bezdrátový noční ovladač
Li-Ion baterie

40.583^{CZK}



**Proxeo
ZA-55 L**

Světelný
Hroty 1AU, 2AU, 3AU, 1AP V CENĚ
Nastavitelný výkon
Připojení Rotoquick®
Multiflex a Sirona

35.835^{CZK}

Ceniková cena 43.887 CZK



**Proxeo
ZE-55 RM/BC**

Nesvětelný
Hrot 2x1AU V CENĚ
4děrový / Borden 2děrový

13.117^{CZK}

Ceniková cena 15.950 CZK

Záchovní stomatologie & protetika

Primea Advance Air

Se systémem Primea Advanced Air poprvé opravdu ovládáte turbínku podobně jako elektrický motor. Primea je první systém na světě, který umožňuje nastavit otáčky u vaší turbíny. Systém navíc díky senzorům v hlavičce turbíny dokáže vyrovnávat snížení otáček a výkonu při práci s turbínkou přidáváním tlaku vzduchu.

BUILT-IN
VESTAVNÁ VERZE

**CZK
78.650**

Ceniková cena
89.661 CZK

TABLE-TOP
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VERZE


**CZK
89.850**



PRIMEA Advanced Air,
první na světě přináší
možnost nastavit a udržet
otáčky na turbínce.



Endodoncie



*„Endea EB-75 s nejmenší
hlavičkou! Díky ní mám nerušený
pohled na ošetřovaný zub.“*

Dr. Simon Enzinger
Salzburg, Austria




Endea EB-75

Kolénko 16:1
Malá hlavička s kleštinou
Optimalizovaný tvar pro hygienu
Osazeno kuličkovými ložisky

14.157 CZK

Ceniková cena 16.957 CZK



*„S Endo Cursorem mohu
stále používat mé ruční
endo nástroje!“*

Dr. Manfred Krah
Freiburg, Germany



Endo cursor EB-62

Používejte vaše oblíbené
ruční endo nástroje
Rychlá práce bez únavy
Oscilační pohyb nástroje

16.359 CZK

Ceniková cena 19.914 CZK

Sterilizace



**Nejrychlejší
B cyklus**
ve své třídě



Automatický záznam cyklů
pomocí vysokokapacitního
USB výstupu



„Péče o pacienty je v naší ordinaci na prvním místě. Takže není žádný prostor pro kompromisy v oblasti sterilizace. Sterilizátory Lina a Lisa usnadňují naši práci, takže můžeme pacienty ošetřovat každý den s nejvyššími standardy.“

Dr. Šime Živković

Rijeka, Croatia



Aktivační kódy
pro Lara

Novinka!



**Intuitivní
ovládání**

Díky přehlednému
menu na dotykovém
displeji



Záruka



Autokláv Lara

Vylepšitelný díky aktivačním kódům
Dostupné jsou Eco Dry+, S-cyklus, sledovatelnost,
menu, popisy a ovládání, vše v ČJ
Design pro maximálně snadnou údržbu
S mobilní aplikací lze monitorovat práci autoklávu
v reálném čase

CZK
149.435
17 l. Ceniková cena
190.333 CZK

CZK
162.019
22 l. Ceniková cena
207.321 CZK



2

Záruka

Novinka!



Autokláv Lisa

Eco Dry+ technologie se zrychleným cyklem typu B
Nové rozhraní EliSense, které uživateli poskytuje
informace o stavu, teplotě a dalších důležitých datech
Design pro maximálně snadnou údržbu
S mobilní aplikací lze monitorovat práci autoklávu
v reálném čase

CZK 187.187
17 l. Ceniková cena
237.523 CZK

CZK 201.344
22 l. Ceniková cena
254.826 CZK

Jeden výrobek W&H ZDARMA při koupi autoklávu.

Vyberte si ten váš!

Multidem C27, svářečka fólií seal2
nebo násadec Synea Fusion.

2

Záruka



Autokláv Lina

Exkluzivně cykly třídy B
Krátký ECO-B cyklus
Snadné a praktické použití
Automatické plnění vody
Integrovaný USB port

CZK 124.267
17 l. Ceniková cena
173.030 CZK

CZK 138.424
22 l. Ceniková cena
188.760 CZK



Kit Proxeo Aura

120° násadec
Prášek SOFT
Synea TG-98 L + RQ-24

34.952 CZK
Ceniková cena 63.549 CZK



Kit Synea Vision

1:5 kolénkový násadec WK-99 LT
1:1 kolénkový násadec WK-56 LT

35.550 CZK
Ceniková cena 71.100 CZK



Implantmed LED+

Implantmed s LED+ světlem,
motor, bezdrátové nožní ovládání
a kolénko WS-75 L

96.834 CZK
Ceniková cena 161.390 CZK

***Nabídka nejlepší
ceny při nákupu spolu
s autoklávem W&H**

Dezinfekce & údržba nástadců



Účinné programy

Přizpůsobené pro různé materiály



Spolehlivý

Topná spirála je umístěna mimo mycí okruh a komora nemá žádné spoje



Záruka

Novinka!



Aktivní sušení s HEPA filtrem

Dokáže vysušit i vnitřní části nástadců

Pouze u Teon+

Teon thermodeinfektor

Validované čištění a dezinfekce
medicinských nástrojů

Možnost připojení pomocí
Ethernet modulu

196.310^{CZK}

Teon+ thermodeinfektor

Validované čištění, dezinfekce
a sušení medicinských nástrojů

Přístroj s aktivní fází sušení a HEPA filtrem
Možnost připojení pomocí
Ethernet modulu

301.072^{CZK}

Sleva 31.460^{CZK} při současném nákupu jakéhokoli autoklávu W&H



1

Záruka

1 zubní souprava v ordinaci?

Assistina 301 plus

1 násadec zevnitř
vyčištěn a namazán za
35 vteřin

34.026^{CZK}

Ceníková cena 40.017 CZK

2-3 zubní soupravy v ordinaci?

Assistina Twin

1 násadec zevnitř
vyčištěn a namazán za
10 vteřin

62.135^{CZK}

Ceníková cena 76.699 CZK

Chirurgická praxe s maximálními požadavky na dezinfekci?

Assistina 3x3

3 násadce zevnitř i ZVENČÍ
vyčištěny a namazány za
6 minut

95.011^{CZK}

Ceníková cena 113.508 CZK

Užiteční pomocníci



Hadičky

Infuzní set pro chirurgické
přístroje W&H

1.699^{CZK}

Jednorázové 6 ks v balení

2.344^{CZK}

Sterilizovatelná 1ks



Helix test Pro autoklávy s B-cyklem

250 indikátorů
a 1 tělísko v balení

5.789^{CZK}



Service Oil F1

Skvělá péče pro vaše
násadce

912^{CZK}



Multidem C27

Výměnná kartuš do
systému úpravy vody

5.852^{CZK}



Assistina 301 plus cleaning & lubrication set

2.580^{CZK}



Assistina Twin Care set

3.177^{CZK}

Zubní chirurgie & implantologie

implantmed^{PLUS}

ioDent
SMART DENTAL SOLUTIONS

ioDent

Posouváme stomatologii
do digitálního světa



Dokumentace

Možnost ukládání všech hodnot
o zavedení implantátu na USB
a vytištění reportu pro pacienta
v ČJ



Bezdrátový nožní ovladač

Skvělá variabilita. Můžete
JEDNÍM ovladačem
propojit IMPLANTMED
i PIEZOMED nebo ho
mít pouze pro
jeden přístroj

2

Záruka



Funkce automatického řezání závitů

Zjednodušuje zavedení
implantátů i do tvrdé
kosti



Ultrakrátký a výkonný

Elektrický motor s kontakty
zajišťujícími LED osvětlení
násadce. Krouticí moment
6,2 Ncm, rozsah otáček od
200 do 40.000 rpm



Set Implantmed Plus SI-1023

Implantmed SI-1023 se světelným
motorem 80 Ncm, kabelový nožní
ovladač SN-2 a chirurgické násadce
dle výběru.



Sety SI-1023
1 násadec

Sety SI-1023
2 násadec

WS-75 L nebo S-11 L nebo WS-91 L	Bezdrátový nožní ovladač S-NW	Osstell modul pro měření ISQ
131.174CZK 150.693 CZK	12.584CZK	72.043CZK
147.799CZK 190.113 CZK		

Zubní chirurgie & implantologie

implantmed CLASSIC



Funkce automatického řezání závitů

Zjednodušuje zavedení
implantátů i do tvrdé kosti



Silný a výkonný motor

Krouticí síla 5.5 Ncm
s rozsahem otáček
od 300 do 40,000
rpm usnadňuje i ty
nejméně složité zákroky

Set Implantmed Classic SI-923

Implantmed SI-923 s nesvětelným
motorem 70 Ncm, kabelový nožní
ovladač SN-2 a chirurgické nástroje
dle výběru.

WI-75 E/KM nebo S-11	WS-75 LG nebo S-11 LG nebo WS-91 LG
88.436CZK 115.144 CZK	100.420CZK 129.143 CZK
100.357CZK 143.898 CZK	118.353CZK 171.897 CZK



Sety SI-923
1 nástavec

Sety SI-923
2 nástavce



Záruka



Kompletní řešení pro chirurgii

Implantmed SI-1023
s kolínkem WS-75 L
Piezomem
Bezdrátový nožní ovladač pro
ovládání obou přístrojů
Vozík s el. zásuvkami

286.915CZK

Ceniková cena 363.772 CZK

Zubní chirurgie & implantologie




**1:2.7
převod**
vysoká rychlost
i krouticí síla



45° hlavička
pro snadný
přístup k místu
preparace

WS-91



„Chirurgický násadec WS-91 mi poskytuje díky 45° sklonu hlavičky snazší přístup k místu ošetření, vysoký krouticí moment, dostatečnou rychlost s převodem 1:2.7 a při tom je chlazení pracovního nástroje provedeno externě sterilním roztokem. Pro mě je to první volba pro delikátní preparaci při technice socket shield.“

Dr. Jiří Krug

Prague, Czech republic



WI-75 E/KM

20:1 kolénkový násadec
Nesvětelný
Externí chlazení
Nerozebíratelný

23.835 CZK

Ceníková cena 28.754 CZK



20:1 kolénkový násadec
Externí chlazení
Rozebíratelný

WS-75

Nesvětelný

29.259 CZK

Ceníková cena 36.053 CZK

WS-75 L

Mini LED+

33.204 CZK

Ceníková cena 38.633 CZK

WS-75 LG

S generátorem mini LED+

35.835 CZK

Ceníková cena 42.754 CZK



1:2,7 kolénkový násadec 45°
3bodové chlazení
Rozebíratelný

WS-91

Nesvětelný

29.259 CZK

Ceníková cena 32.718 CZK

WS-91 L

Mini LED+

33.204 CZK

Ceníková cena 39.419 CZK

WS-91 LG

S generátorem mini LED+

35.835 CZK

Ceníková cena 39.419 CZK



1:1 rovný násadec
Externí chlazení
Rozebíratelný

S-11

Nesvětelný

23.835 CZK

Ceníková cena 27.370 CZK

S-11 L

Mini LED+

33.204 CZK

Ceníková cena 37.972 CZK

S-11 LG

S generátorem mini LED+

35.835 CZK

Ceníková cena 42.062 CZK




Piezochirurgie

piezomed



1
Záruka



„Jsem opravdu ohromen silou a výkonem Piezomedu. Velmi uživatelsky příjemný s automatickou detekcí hrotů umožňuje provádění různých chirurgických zákroků opravdu rychle a bezpečně. Použil jsem ho pro získání kostních chipů, resekci kosti, chirurgickou extrakci kořenů s minimální ztrátou okolní kosti a při sinus liftu. Tyto všechny vyjmenované, ale i mnohé další, indikace dělají z Piezomedu nástroj pro mou každodenní chirurgickou práci.“

Dr. Stavros Pelekanos
Athens, Greece



Objednejte 6 koncovek dle vašeho výběru a dostanete stojánek ZDARMA.

Piezomed

Tři pracovní módy
LED osvětlení násadce
Efektivní chlazení
Funkce Boost function
Kabelový nožní ovladač S-N1

155.727CZK
Ceniková cena 179.574 CZK



Bezdrátový nožní ovladač S-NW

12.584CZK

B1 Řezání kosti 5.002CZK	B2R/L Řezání kosti 5.002CZK	B3 Řezání kosti 4.373CZK	B4 Řezání kosti 4.373CZK
--	---	--	--

B5 Řezání kosti 4.373CZK	B6/B7 Řezání kosti 5.663CZK	EX1 Extrakce 4.373CZK	EX2 Extrakce 4.373CZK
--	---	---	---

S1 Lateral sinus lift 4.373CZK	S2 Lateral sinus lift 4.373CZK	S3 Lateral sinus lift 3.649CZK	S4 Lateral sinus lift 3.649CZK
--	--	--	--

S5 Lateral sinus lift 3.649CZK	P1 Perio 3.649CZK	P2RD/LD Perio 4.373CZK	R1D Retrográdní endodoncie 3.649CZK
--	---------------------------------------	--	---

R2RD/LD Retrográdní endodoncie 3.649CZK	R3D Retrográdní endodoncie 3.649CZK	R4RD/LD Retrográdní endodoncie 3.649CZK	I1 Zavedení implantátu & crestal sinus lift 4.813CZK
---	---	---	--

I2-3P/A Zavedení implantátu & crestal sinus lift 8.337CZK 8.652CZK	I4P/A Zavedení implantátu & crestal sinus lift 8.998CZK	Z25P Zavedení implantátu & crestal sinus lift 5.443CZK	Z35P Zavedení implantátu & crestal sinus lift 5.789CZK
--	---	--	--

Změřte stabilitu implantátů

PUBLIKOVÁNO VE VÍCE JAK
1000 ODBORNÝCH ČLÁNCÍCH



Barevná indikace

Výsledek měření je
hned viditelný



Osstell Connect

Platforma pro ukládání
a sdílení výsledků
měření



*„Osstell se stal mým osobním
průvodcem při určování času, kdy
již mohu implantát zatížit.
A já ho používám u všech svých
pacientů.”*

Prof. Peter Moy
Bern, Switzerland



Záruka



Osstell Beacon

Okamžité měření a vyhodnocení stability
implantátů. Zobrazení výsledků číselnou
škálou ISQ a zároveň barevnou signalizací.
Bezdrátový přístroj minimálních rozměrů
s aktivací pomocí pohybového čidla je
vždy po ruce.

78.335^{CZK}



OSSTELL

A  COMPANY



Osstell SmartPegs

Tělísko SmartPeg umožňuje
měření stability implantátu, v němž
je zašroubováno, na základě
technologie rezonanční frekvence.
**POUŽÍVEJTE VŽDY POUZE
K ODPOVÍDAJÍCÍMU TYPU
IMPLANTÁTU.**

2.989^{CZK}

5 SmartPeg tělísek v 1 balení



*„Dnes již v naší ordinaci
neodvozujeme stabilitu implantátu od
krouticí síly, která byla použita při jeho
zavádění, protože používáme Osstell.
Pokud dosáhne u implantátů, jež
nebudou proteticky spojeny, druhá
hodnota ISQ ≥ 70 začínáme hned
s jejich funkčním zatížením.
U většiny pacientů je to v rozmezí od
4 do 8 týdnů od zavedení. Můžeme
tedy začít s protetickou fází dříve.”*

Prof. Daniel Buser
Los Angeles, USA