

Planmeca ProSensor® HD

Široká škála aplikací a vysoká užitná hodnota

Náš inovativní intraorální senzor **Planmeca ProSensor® HD** nabízí unikátní spojení vysoké kvality snímku, designu zaměřeného na pacienta a široké škály aplikací. Zavádí tak nový standard intraorálního snímkování ve stomatologii - zaručuje dobré výsledky za všech okolností a hladký průběh jakéhokoliv ošetření.

Maximální kvalita snímků

Senzor **Planmeca ProSensor® HD** nabízí rozlišení snímků vyšší než 20 lp/mm, jsou to tedy opravdu snímky v HD kvalitě. Pro usnadnění detailního stanovení diagnózy pořizuje tento senzor vybavený vrstvou optických vláken vysoce kontrastní, ostré snímky s nízkou hladinou šumu. Vysoký dynamický rozsah senzoru zaručuje konsistentní výsledky.

Design zaměřený na pacienty

Senzor je dostupný ve třech velikostech, aby pokryl všechny potřeby stomatologů v oblasti intraorálního snímkování. Jeho zaoblené hrany pacientům snímkování zpříjemňují, pořízení špičkových snímků navíc trvá jen několik sekund.

Vysoká užitná hodnota nyní jako standard

Senzor Planmeca ProSensor HD je vždy po ruce. Lze jej integrovat do intraorálního rentgenu **Planmeca ProX™**, připojit jej pomocí Ethernetu nebo přes USB port. Senzor je vybaven sofistikovaným magnetickým konektorem, který umožňuje snadné připojení jednou rukou, bílá barva krytu senzoru zvyšuje jeho viditelnost a usnadňuje jeho polohování. Elegantní řídicí box má krásný design a je vybaven barevným LED indikátorem, v průběhu celého snímkování tak poskytuje vizuální kontrolu průběhu procesu.

Bezstarostná volba

Senzor Planmeca ProSensor HD byl navržen tak, aby dlouho vydržel. Jeho kabel je proto zesílený a obsahuje pouze dva vodiče. A díky naší speciální pětileté záruce se jedná o bezpečnou investici.



Planmeca ProSensor® HD v kostce

- Skutečné rozlišení více než 20 lp/mm
- Vysoce kontrastní ostré snímky bez šumu
- Široký dynamický rozsah
- Tři velikosti senzoru se zaoblenými hranami
- Magnetický konektor pro snadné použití
- Barevný LED indikátor řídicího boxu pro vizuální kontrolu procesu
- Hermeticky uzavřený kryt pro dokonalou ochranu proti infekci
- Integrovatelný do rentgenového přístroje **Planmeca ProX™**
- Plně kompatibilní s operačními systémy Windows a Mac OS
- USB verze typu plug-and-play
- Pětiletý záruční program

