

Model One.

Jasná voľba.

Nekonečné možnosti.

Každý detail súpravy Model One si môžete prispôbiť tak, aby presne vyhovoval vašim potrebám. Vyberte si z desiatok možností, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať.

Nadčasový dizajn.

Filozofia dizajnu a materiály použité na súprave Model One pochádzajú z nášeho prémiového produktového radu Model Pro. Model One sa vďaka tomu riadi osvedčenými ergonomickými zásadami a vnáša pohodlie do vašej každodennej práce.

Spoločlivý partner.

Výrobnú technológiu súpravy Model One sme štandardizovali s našou prémiovou produktovou líniou. Každú súpravu navyše dôkladne testujeme ešte pred odoslaním zákazníkovi.

Jasná



Ak hľadáte stomatologickú súpravu, ktorá vám prinesie vynikajúci výkon a zároveň vašim pacientom poskytne výnimočné pohodlie, Model One je tu pre vás. A to za cenu ekonomickej triedy.


voľba.

Nekonečné možnosti.

Zatvorte oči a predstavte si vašu vysnívanú stomatologickú súpravu. Teraz ich otvorte, so súpravou Model One už nemusíte snívať. To, aké funkcie a vzhľad bude váš Model One mať, je iba na vás.


Hore alebo dole?

Vyberte si horné alebo spodné vedenie hadíc na stolíku lekára.



Vaše nástroje ostanú v bezpečí.

Stolík lekára v konfigurácii s horným vedením hadíc môže byť vybavený aretáciou bičov. Biče sú ku každému nástroju pripevnené samostatne. Aretácia biča udrží hadice v aerodynamickej polohe a umožňuje jednoduché vrátenie na ich pôvodné miesto.



Prispôbte si ovládací panel.

Ovládací panel na stolíku lekára prichádza v dvoch variantoch. Okrem toho si pri oboch verziách môžete vytvoriť dva profily lekára.



Ovládací panel One.

Štandardný ovládací panel má 5-miestny displej, ktorý vám poskytuje informácie o otáčkach aktuálne používaného mikromotora. Okrem toho s ním môžete ovládať polohovanie kresla, svetlo či napĺňanie pohára. A zabudnúť nemôžeme ani na parádny negatoskop!

1 Tlačidlá na ovládanie svetla, pohára a oplachu misy

2 Tlačidlá na ovládanie polohy

3 Tlačidlá na ovládanie nástrojov*



Ovládací panel One Plus.

Pokročilý ovládací panel má plne farebný displej a dodatočné tlačidlá na ovládanie endodontických funkcií vašich nástrojov. Táto voľba podporuje aj automatickú hygienu.

Intuitívne ovládanie nástrojov.

Nástroje na stolíku lekára sa automaticky aktivujú po vytiahnutí z ich určeného slotu.

Vaše nastavenia máte neustále poruke.

Využiť môžete až štyri prednastavenia nástrojov na stolíku lekára.




Viacfarebné LED indikátory na ovládacom paneli One.

Pre lepšie rozlíšenie aktívnych funkcií sme ovládací panel One vybavili viacfarebnými LED indikátormi.

	ŽIADNE SVETLO	BIELE SVETLO	MODRÉ SVETLO	ZELENÉ SVETLO
	Chladenie vypnuté	Chladenie sprejom	Chladenie vzduchom	Chladenie vodou

Vyberte si svoj ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa.

Výber UOZK kompatibilných s ovládacím panelom One Plus:



Scaler	PERIO	ENDO	SCALING & GENERAL	BOOST
Satelec SP Xinetic	•	•	•	
Satelec NEWTRON	•	•	•	•
Satelec NEWTRON LED	•	•	•	•
NSK VA170	•	•	•	
NSK VA170 LED	•	•	•	
WOODPECKER		•	•	

EMS EMS UOZK nemajú špecifické funkcie. Rozsah ich intenzity je od 0-10, čo pokrýva všetky režimy.



Endodontické funkcie.

Ovládací panel One Plus s mikromotorom DX Pro alebo DX Pro Blue vám umožňuje využívať ďalšie endodontické funkcie, vrátane auto-reverse a auto-forward funkcie.

Rozsah otáčok je možné nastaviť od 100 do 40 000 RPM a krútiaci moment je nastaviteľný do 3,5 Ncm.


A predsa sa točí!

Štandardná verzia misy súpravy Model One je pripevnená k pľuvadlovému bloku. Ak chcete vašim pacientom dopriať dodatočný komfort, môžete si v konfigurácii vybrať mechanicky rotačnú misu.



Ktoré svetlo zapnete vy?

Môžete si vybrať zo stomatologických svetiel XENOS alebo MAIA. Xenos dosahuje až 26 000 luxov. Svetlo MAIA až do 35 000 Lux a CRI>95. Obe svetlá sú ovládateľné pomocou bezdotykového senzoru.



Závod o správnú ergonomiu.

Aj keď možno nebudete cítiť taký adrenalín, ako pri stlačení pedálov v pretekárskom aute, z používania nožných ovládačov pre vás plynú ergonomické a praktické výhody.



MARQUARDT

Stabilný a protišmykový termoplastový kryt s gumenými nožičkami.



NOK

Konfigurovateľný cez ovládací panel One a One Plus.





UNO

Odporúčame pre optimálnu ergonomiu.

Pripravený na extra pár rúk.

Na stolíku asistenta máte k dispozícii šesť nástrojov. Vybrať si môžete štandardnú alebo pokročilú verziu. Verzia stolíka asistenta BASIC vám umožňuje ovládať oplachovanie misy a plnenie pohára. S pokročilou verziou stolíka asistenta ADVANCED budete môcť ovládať aj polohovanie kresla, vrátane Trendelenburgovej polohy.





Rýchlo, rýchlejšie, Model One.

Model One je v štandardnej verzii vybavený manuálnou hygienou, no môžete prejsť na plne automatickú verziu. Údržba Modelu One je rýchla a jednoduchá bez ohľadu na vašu voľbu.

Manuálna dezinfekcia nie je žiadna prekážka.

Ak sa rozhodnete pre štandardnú verziu, je potrebná pravidelná manuálna údržba. Všetky systémy sa veľmi ľahko udržiavajú a prichádzajú s jednoduchými a jasnými odporúčaniami.



Držiak pre hygienu nástrojov.

Automatická dezinfekcia vodných ciest.

Odporúčané dezinfekčné prostriedky sú Alpron, Sanosil S003, alebo Dentosept P v 100% koncentrácii. Vodné cesty nástrojov sú udržiavané čisté a nie je potrebné používať iné prostriedky na ich dezinfekciu.



Hadice nástrojov do držiaka pre hygienu.



Dezinfekcia vodných ciest chladenia nástrojov - automatická hygiena.

Automatická hygiena má 4 možnosti nastavenia:

- 01)** Hygiena pred začiatkom pracovného dňa.
- 02)** Hygiena po ošetrení.
- 03)** Hygiena po ukončení pracovného dňa.
- 04)** Intenzívna hygiena.

Nadčasový dizajn.

Cenami overený dizajn nášho prémiového produktového radu Model Pro sme použili ako základný stavebný kameň aj pre nový Model One. Využili sme rovnaké materiály, súčiastky a ergonomicky orientovanú filozofiu tak, aby sme stomatológom splnili ich základné pracovné požiadavky.

Lístky do prvej triedy, prosím!


Pri najbližšej návšteve sa môžete vašim pacientom pochváliť, že ich čaká jazda ako v limuzíne. Prečo? Na to, aby sme vytvorili kreslo pre súpravu Model One, sme sa spojili s mnohými ergonomickými expertmi z dentálneho priemyslu. Vzniklo tak majstrovské dielo, ktoré výrazne znižuje fyzickú záťaž aj pri dlhších zákrokoch a výrazne prispieva ku komfortu vašich pacientov.



V jednoduchosti je krása.

Ovládacie panely využívajú prehľadnú a jednoduchú grafiku, rozloženie tlačidiel a majú kvalitnú povrchovú úpravu. Sústreďte sa na vašu prácu bez akýchkoľvek rozrušení a zbytočných chýb.





Je ťažké z neho spustiť oči.

Čistá geometria, jednoduché užívateľské rozhranie, kompaktná veľkosť a skvelá ergonómia. Kombinácia, ktorá robí zo súpravy Model One nielen pastvu pre oči, ale aj skvelý produkt na používanie.



Príjemný na dotyk.

Väčšina použitých materiálov, ako je UV odolný a chemicky odolný plast ASA alebo pozinkované polomatné kovy, sa vyrovná aj tým najprémiovejším produktom na trhu.

Láska na prvé sedenie.

Dizajn a ergonómia súpravy Model One má korene v našom prémiovom produktovom rade Model Pro:

- a) Sedadlo je dostatočne široké na to, aby bol možný pohyb hornej časti tela pacienta.
- b) Pre tých najnáročnejších stomatólogov je k dispozícii 3D opierka hlavy, ktorá umožňuje laterálnu flexnú polohu hlavy pacienta


Opierka hlavy sa prispôsobí tvaru krku a hlavy akéhokoľvek pacienta.

Plecia prirodzene padajú, vďaka čomu vaši pacienti dosiahnu pohodlnú polohu chrbta.

Sedadlo a opierka pôsobia uvoľňujúco a oporne zároveň.

Trendelenburgova poloha je súčasťou štandardného vybavenia.

Nohy a ruky sú plne podporené aj v polohe ležmo čo umocňuje pocit relaxácie.






Model One sa postará aj o vás.

Nielen vaši pacienti, ale aj vy si zaslúžite to najlepšie. Muskuloskeletálne problémy sú vedúcou príčinou predčasného odchodu stomatológov z praxe.

Skvelá ergonómia je nevyhnutná pre vaše dlhodobé zdravie. Model One spĺňa všetky normy pre ergonomickú prácu pri jednoduchých, ale aj náročných operačných zákrokoch.


Niekoľko ergonomických výhod:



Ramená súpravy sú ergonomicky prispôsobené pre vašu každodennú prácu.



Operadlo umožňuje pohyb hornej časti tela pacienta do strán.



Minimálna hrúbka chrbtovej opierky umožňuje skvelý prístup k hlave pacienta.



Stolík lekára a stolík asistenta môžete mať na dosah pri dvojručných operáciách v polohe dvanástej hodiny.



Stolík asistenta je vysunutý, vďaka čomu máte k dispozícii viac miesta na prácu aj pri štvorručných operáciách.

Máte hravú náladu?

So súpravou Model One máte možnosť vyjadriť samých seba. Vybrať si môžete z tuctov farebných vyhotovení a čalúnení. Pozrite sa na niekoľko najpopulárnejších z nich. Kompletnú ponuku nájdete v našom **katalógu koženiek**.

Niekoľko vzoriek koženiek z nášho katalógu:



Mist



Green Turquoise




Cinnabar Red



Blush



Light Goldenrod



Plum



Oslo



Brandy



Beige




Mint




Fire Brick



Granite



Yellow



Sorbet



Sonora



Brown



Spoločný partner.

Jednoduchosť používania a spoľahlivosť sú hlavnými piliermi súpravy Model One. Už počas prvého dňa so súpravou Model One budete mať pocit, že ste s ňou pracovali celé veky.

Vo vašom prirodzenom prostredí.

Model One vždy poskytuje pohodlný prístup ku všetkým nástrojom a ovládacím prvkom.

Pohodlný pre všetkých.

Rozsah zdvihu kresla je veľmi veľký – od 31 cm až do 81,5 cm. Vaši detskí pacienti si vďaka tomu na kreslo nasadnú bez akýchkoľvek problémov. Okrem toho poskytuje komfortný pracovný priestor aj pre stomatólogov menšieho či väčšieho vzrastu.


Inštalácia? Bez problémov!

Inštalácia súpravy Model One je veľmi jednoduchá a rýchla. Ani sa nenazdáte a súprava bude v prevádzke.



Dôraz na spoľahlivosť a kvalitu.

Všetky naše produkty sú starostlivo navrhnuté a skonštruované tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám našich zákazníkov a zároveň vždy spĺňali naše vysoké štandardy kvality.



90 % komponentov vyrábame vo vlastnej réžii. Všetky komponenty každej stomatologickej súpravy sú počas výrobného procesu dôkladne kontrolované viac ako 15-krát, od vstupného materiálu až po finálny produkt.


Jedna z našich najväčších predností spočíva v našom výskumnom a vývojovom tíme a v početných spoluprákach so skúsenými partnermi a expertmi v našom odvetví.



Nové produkty interne testujeme štyri mesiace až rok v našej testovacej miestnosti. Nasleduje proces, počas ktorého až po dobu jedného roka získavame spätnú väzbu od našich ambasádorov, ktorí prototypy testujú priamo vo svojich stomatologických ambulanciách.



Produkty Diplomat Dental sú vysoko prispôsobiteľné. Vieme vyhovieť špecifickým požiadavkám a potrebám našich zákazníkov.



“Pri výrobe produktov sa riadime filozofiou zameranou na otvorené platformy, modulárne a inteligentné riešenia, ktoré zlepšujú plynulosť práce v ambulancii – pokročilé technológie sú vďaka tomu prístupné každému stomatológovi.”

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental

Doprajte si plný zážitok s naším príslušenstvom.

Pozrite si kompletný zoznam príslušenstva, ktoré je kompatibilné so súpravou Model One.

Stolík lekára



Štandard
Spodné vedenie nástrojov
5 zubárskych nástrojov na stolíku lekára



Štandard
Horné vedenie nástrojov
5 zubárskych nástrojov na stolíku lekára

Ovládací panel



Štandard
One



Voliteľné
One Plus

Stolík asistenta



Štandard
Basic



Voliteľné
Advanced

Pľuvadlový blok



Štandard
Pevná pľuvadlová misa



Voliteľné
Otočná pľuvadlová misa (manuálna rotácia)

Hlavová opierka



Štandard
2D



Voliteľné
3D

Svietidlá



Štandard
XENOS



Voliteľné
MAIA

Nožné ovládače



Štandard
MARQUARDT



Voliteľné
NOK



Voliteľné
UNO

Odkladací stolík




Voliteľné
Extra odkladací stolík na stĺpiku svietidla
vo veľkosti 370x290 mm

Monitor



Voliteľné
Neovo monitor 22" DR22 biely Widescreen
Neovo monitor 22" RX22G čierny, FULL HD Widescreen


Čalúnenie



Štandard
Standard collection



Voliteľné
Special collection,
Special plus collection



Voliteľné
Premium collection

Zdroj vody



Voliteľné
Prispôsobiteľnosť farby
pľúvadlového bloku

Zubárske stoličky



Voliteľné
Stolička s opierkou chrbta pre lekára,
Stolička s opierkou chrbta pre sestru,
Konské sedlo, Stolička k mikroskopu

Doplňky



Voliteľné
Detský
podsedák



Voliteľné
Ochranný
podsedák

Lakovanie



Voliteľné
Kompletné lakovanie súpravy v bielej polomatnej farbe

Vytvorte si vašu vlastnú konfiguráciu.

Nakonfigurujte si Model One na
stomatologickú súpravu vašich snov.

Kreslo	
Verzia kresla s kotvením a bez synchronizácie	<input type="radio"/>
Verzia kresla bez potreby kotvenia (obsahuje základovú dosku pre výstavy alebo nekotvené inštalácie)	<input type="radio"/>
Verzia kresla so synchronizovaným pohybom sedáka a opierky chrbta	<input type="radio"/>
Základová doska pre výstavy alebo nekotvené inštalácie	<input type="radio"/>
2D opierka hlavy	<input type="radio"/>
Opierka hlavy výkyvná, 3D guľový čap, mechanická	<input type="radio"/>
Ľavé výklopné operadlo ruky (všetky farby)	<input type="radio"/>
Pravé výklopné operadlo ruky (všetky farby)	<input type="radio"/>
Detský podsedák	<input type="radio"/>
Ochranný podsedák	<input type="radio"/>
Stolík lekára	
Horné vedenie hadíc 5 nástrojové – Kontinentálny štýl	<input type="radio"/>
Horné vedenie hadíc 5 nástrojové – Tradičný štýl	<input type="radio"/>
Aretácia bičov pre stolík s horným vedením hadíc	<input type="radio"/>
Ovládací Panel "One" s negatoskopom	<input type="radio"/>
Ovládací Panel "One Plus" <i>*potrebné pre používanie motorov s endo funkciami a automatickú hygienu.</i>	<input type="radio"/>
Svietidlá	
XENOS LED svietidlo so senzorom (až do 26.000 Lux)	<input type="radio"/>
Faro MAIA LED svietidlo so senzorom (35.000 Lux)	<input type="radio"/>
Integrácie	
Pantograf svietidla bez integrácie	<input type="radio"/>
Adaptácia pre extra odkladací stolík	<input type="radio"/>
Adaptácia pre extra odkladací stolík a monitor (vrátane univerzálneho adaptéra na monitor)	<input type="radio"/>
Pľuvadlové misy	
Pevná pľuvadlová misa	<input type="radio"/>
Otočná pľuvadlová misa (mechanicky)	<input type="radio"/>
Doplnkové možnosti pre stolík lekára	
Regulácia vody – jeden regulátor pre všetky nástroje	<input type="radio"/>
Regulácia vody – regulátor pre každý nástroj osobitne	<input type="radio"/>

Stolík asistenta	
Krátke rameno asistenta	<input type="radio"/>
Dlhé rameno asistenta	<input type="radio"/>
Ovládací panel BASIC	<input type="radio"/>
Ovládací panel ADVANCED	<input type="radio"/>

Čalúnenie	
Bezšvové čalúnenie	<input type="radio"/>
Švové čalúnenie (standard, special, special Plus farby)	<input type="radio"/>
Premium švové čalúnenie s ACTIVE penou	<input type="radio"/>

Farbu čalúnenia si môžete vybrať v našom katalógu koženiek.

Zubárske stoličky			
D10L s opierkou chrbta pre lekára	<input type="radio"/>	D10L kónské sedlo	<input type="radio"/>
D10L s opierkou chrbta pre sestru	<input type="radio"/>	D10L k mikroskopu	<input type="radio"/>

Nožné ovládače	
UNO nožný ovládač drôtový	<input type="radio"/>
NOK nožný ovládač drôtový	<input type="radio"/>
Marquart nožný ovládač drôtový	<input type="radio"/>

Nástroje stolíka asistenta	
Striekačka Minilight 3F rovná - INOX povrch, hranatý prierez	<input type="radio"/>
Striekačka Minilight 3F uhlová - INOX povrch, hranatý prierez	<input type="radio"/>
Mectron Starlight polymerizačná lampa s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Monitex Curing light polymerizačná lampa s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Dodatočný odsliňovač	
Vedenie pre veľkú a malú odsávačku (valčeky 2ks)	<input type="radio"/>
Intraorálna kamera DIPLOMAT – USB verzia so software na prepojenie s PC s príslušenstvom.	<input type="radio"/>

Odkladací stolík a monitory	
Extra odkladací stolík pre pantograf na stĺpiku svetidla; rozmer: 370x290 mm	<input type="radio"/>
Monitor Neovo 22" DR17 biely - Widescreen	<input type="radio"/>
Monitor Neovo 22" RX22G čierny, FULL HD - Widescreen	<input type="radio"/>

Predĺžená záruka			
Štandardná dĺžka záruky dva roky	<input checked="" type="radio"/>	Extra 2 roky záruky	<input type="radio"/>
Extra 1 rok záruky	<input type="radio"/>	Extra 3 roky záruky	<input type="radio"/>

Nástroje stolíka lekára	
STRIEKAČKY	
Striekačka Minimate 3F	<input type="radio"/>
Striekačka Minilight 3F	<input type="radio"/>
Striekačka Minilight 6F	<input type="radio"/>
Striekačka Minilight 6F rovná svetelná s modulom	<input type="radio"/>
MIKROMOTORY	
Set DENSIM DX motor s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Set DENSIM DX PRO motor s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Set DENSIM DX BLUE motor s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Set DENSIM DX PRO BLUE s príslušenstvom, endo funkcie, kontrola krútiaceho momentu	<input type="radio"/>
ODSTRAŇOVAČE ZUBNÉHO KAMENA	
Príslušenstvo k UOZK (Woodpecker príslušenstvo je možné si objednať len s nástrojom Woodpecker UDS-N3 LED, nie samostatne)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa LM-ProPower C UltraLED svetelný s modulom (4 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa EMS MiniPiezon FS-433 nesvetelný (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa EMS MiniPiezon FS-432 LED svetelný (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa EMS MiniPiezon FS-367 LED svetelný (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa Satelec Xinetic nesvetelný (1 koncovka)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa Satelec NEWTRON nesvetelný (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa Satelec NEWTRON LED svetelný (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa NSK VA170 nesvetelný s modulom (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa NSK VA170 LED-Lux svetelný s modulom (3 koncovky)	<input type="radio"/>
Ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa Woodpecker UDS-N3 LED scaler (6 koncoviek)	<input type="radio"/>
POLYMERIZAČNÉ LAMPY	
Mectron Starlight polymerizačná lampa s príslušenstvom	<input type="radio"/>
Monitex curing light polymerizačná lampa s príslušenstvom	<input type="radio"/>

Hygiena	
Poloautomatická dezinfekcia nástrojov pomocou Alpron (0,6l prídavná fľaša, prípravok Alpron, adaptér na nástroje na nasadenie do pľuvadlovej misy)	<input type="radio"/>
Automatická dezinfekcia plnenia pohára a vodných ciest nástrojov	<input type="radio"/>
Integrovaný WEK systém EU normy EN1717	<input type="radio"/>
Automatická dezinfekcia + Automatická dekontaminácia odsávacích hadíc	<input type="radio"/>
Integrovaný WEK systém + automatická dezinfekcia odsávacích hadíc	<input type="radio"/>

Odsávanie hadíc	
Odsávacie hadice s manuálnou reguláciou sania – len jeden sací filter	<input type="radio"/>
Automatická kontrola odsávacích hadíc s membránovým ventilom	<input type="radio"/>

Zdroj vody	
Objem fľaše 1,3l	<input checked="" type="radio"/>

Mokrú sanie	
Štandard Mokrú sanie	<input type="radio"/>
Membránový DURR ventil (pre zubárske ambulancie s 2 a viacerými zubárskymi kreslami)	<input type="radio"/>
Mokrú odsávanie DURR-2 VENTILY (obsahuje membránový ventil Durr pre odsávačky + plavákový ventil Durr pre misu) *možné len v kombinácii s automatickou reguláciou sania a výberovým ventilom	<input type="radio"/>

Centrálne prívody vody	
Centrálne prívody vody (vrátane regulácie vody 2,5 bar) + systém odtlakovania fliaš	<input type="radio"/>
Lievik pre pohodlný prístup k fľaške pre centrálny prívod vody *dostupné len s centrálnym prívodom vody (vrátane regulácie 2,5 baru) + systém odtlakovania fliaš	<input type="radio"/>
Predný panel kresla pre pripojenie externých medií (vzduch, voda, elektrina)	<input type="radio"/>

Suché sanie	
Venturi systém, príslušenstvo ejektora s ovládaním odsávačiek Durr (obsahuje manuálne prepínanie odsávačiek a sitko Durr)	<input type="radio"/>
Cattani miniseparátor	<input type="radio"/>
Dürr CS1 separátor	<input type="radio"/>
METASYS ECO-L1, seprátor voda-vzduch	<input type="radio"/>
Odlučovač amalgámu METASYS MST1, (dávkovač a úvodná sada dezinfekcie M2 + náhradná nádoba), hodnota separácie 98,6%	<input type="radio"/>
Odlučovač amalgámu DURR CAS-1, náhradná nádoba, hodnota separácie 97,9%	<input type="radio"/>

Bez centrálného prívodu vody	
Regulácia vody 2,5 bar (potrebne pri príliš vysokom vstupnom tlaku vody)	<input type="radio"/>
Odtlakovanie fľaše	<input type="radio"/>
Lievik pre komfortný prístup k fľaši s odtlakovacím systémom	<input type="radio"/>
Predný panel kresla pre pripojenie externých medií (vzduch, voda, elektrina)	<input type="radio"/>

Vstúpte do éry



digitalizovanej stomatológie.

Objavte celé portfólio Diplomat Dental.

Pozrite si našu prémiovú sériu Model Pro a vkročte s nami do novej éry digitalizovanej stomatológie.



Model Pro
500.



Model Pro
600.



Model Pro
700.



Model Pro
800.

Objavte celé portfólio Diplomat Dental.



Chair Pro.



Zubárske stoličky.






Densim mikroskop.



**Spojte sa s naším
obchodným tímom:**

+421 33 7954 111
info@diplomat-dental.com

Sledujte nás:

-  @diplomat_dental
-  Diplomat dental
-  Diplomat Dental Solutions

Adresa showroomu:

DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská republika

www.diplomat-dental.com

